



Lavabo pivotant et robinetterie Ropox




Manuel de l'utilisateur et instructions de montage

Ce manuel doit toujours se trouver à proximité du produit.


Table des matières

1.	SYMBOLES UTILISES DANS CE MANUEL	3
2.	SECURITE GENERALE.....	3
	2.1 Étiquette de l'unité de produit.....	5
3.	REGLES GENERALES.....	6
	3.1 Informations sur le produit	6
	3.2 Description du produit.....	6
	3.3 Utilisation prévue	6
	3.4 Opérateur prévu.....	6
	3.5 Performances essentielles.....	7
	3.6 Fonctions non cliniques	7
	3.7 Fonctions cliniques	7
	3.8 Dimensions du produit	7
	3.9 Adaptateurs de connexion	8
	3.10 Propositions de disposition	9
4.	MODE D'EMPLOI.....	10
	4.1 Fonctionnement du produit	10
	4.2 Réglage de la hauteur.....	11
	4.3 Verrouiller le lavabo dans la station d'accueil.....	11
	4.4 Verrouillage permanent.....	12
	4.5 Désactivation du verrouillage	12
	4.6 Installation du produit.....	12
	4.6.1 Composants.....	13
	4.7 Montage.....	14
	4.8 Interfaces d'installation.....	22
5.	SECURITE D'UTILISATION.....	23
6.	NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	24
	6.1 Nettoyage du lavabo et de la station d'accueil.....	24
	6.2 Réparation d'un lavabo	24
	6.3 Maintenance	24
	6.4 Calendrier de service.....	25
7.	LISTE DES COMPOSANTS.....	26
8.	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	26
9.	RECLAMATIONS	26

1. Symboles utilisés dans ce manuel

Symbole de mise en garde Indication d'une situation potentiellement dangereuse. Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.	
Symbole d'avertissement Indication d'une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères ou mineures. Il peut également être utilisé pour alerter sur des pratiques dangereuses.	
Symbole de notification Ce symbole est utilisé pour signaler l'utilisation et la manipulation correctes du produit.	

2. Sécurité générale

	<p>Ce manuel doit être lu et compris avant d'être utilisé. Conservez toujours ce manuel à proximité du produit.</p> <p>L'utilisation, l'installation et l'entretien de ce produit doivent être conformes à ce manuel afin d'éviter les accidents et les blessures graves.</p> <p>N'utilisez ou ne manipulez jamais ce produit d'une autre manière que celle spécifiée dans ce manuel, sous peine d'entraîner des risques pour la sécurité des personnes et/ou endommager le produit.</p> <p>Les personnes qui installent et/ou utilisent ce produit en tant qu'opérateur ou utilisateur doivent disposer des informations de sécurité nécessaires et avoir accès à ce manuel.</p> <p>Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes désignées de qualification similaire afin d'éviter tout danger.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



N'effectuez pas de réparations, d'opérations de démontage ou d'assemblage, d'ajouts, de réajustements ou de modifications du produit au-delà de ce qui est décrit dans ce manuel. Ces opérations doivent être effectuées par Ropox ou par le personnel autorisé par Ropox. Ne pas effectuer de travaux d'entretien en cours d'utilisation.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

N'utilisez pas le produit s'il présente des défauts ou s'il a été endommagé avant d'être réparé ou remplacé.

Si le boîtier de commande émet des bruits ou des odeurs inhabituels, coupez immédiatement la tension du réseau.

Veillez à ce que les câbles ne soient pas endommagés.

Débranchez le câble d'alimentation de l'équipement mobile avant de le déplacer.

Les produits ne doivent être utilisés que dans un environnement correspondant à leur protection IP.



Les informations contenues dans ce manuel sont basées sur une installation correcte, conformément aux instructions d'installation de ce produit.


Ropox ne peut être tenu responsable si le produit est utilisé d'une manière différente de celle indiquée dans ce manuel et/ou dans les instructions d'installation.

Ropox se réserve le droit de modifier ce manuel et les documents de référence sans préavis.

2.1 Étiquette de l'unité de produit

ROPOX WEB.: www.ropox.dk
 Ropox A/S,
 Ringstedgade 221, DK-4700 Naestved
 TLF: +45 5575 0500, E-mail: Info@ropox.dk

   
 Transport & storage



 2022-08
 REF 40-40071-2  SN N45-XXXX

Wash basin










Ropox Lavabo pivotant et robinetterie à droite
 Hauteur réglable 20cm, 750-950mm

Max load: Mass of product: 14 kg



05707581000010N45-XXXX



	Ce produit porte le marquage CE conformément à la législation européenne : Règlement européen sur les dispositifs médicaux (UE)2017/745 Directive du Conseil 2011/65/EU, RoHS
	Nom et adresse du fabricant
	Date de production
	Numéro de stock
	Numéro de série
	Consultez le manuel pour obtenir des informations importantes sur la sécurité, des avertissements et des précautions de sécurité.
	Ne pas jeter avec les déchets municipaux non triés. Le produit doit être retourné à une station de recyclage désignée.
	Les températures de fonctionnement et de stockage ne doivent pas dépasser 5-40C°.
	Consulter le mode d'emploi

3. Règles générales

3.1 Informations sur le produit

Fabricant	Ropox A/S Ringstedgade 221 DK-4700 Naestved +45 55 75 05 00 Info@ropox.com	Responsable Royaume-Uni	Qserve Group UK, Ltd 49 Greek Street, W1D 4EG Londres Royaume-Uni +44 740 885 936 3 info@qservegroup.com
Modèles de produits	Numéro de pièce	Modèle	Configuration
	40-40071 40-40072	Lavabo Ropox Swing Lavabo Ropox Swing	Droit complet Gauche complet
UDI de base	57075810001QV		
Durée de vie prévue	5 ans		
Classe MDR 2017/745	Classe I		
Environnements visés	Ce produit ne doit être utilisé que dans : Environnement professionnel des soins de santé Environnement des soins à domicile		
Poids maximal de l'utilisateur selon la norme ISO 17966	245kg lorsque le lavabo est verrouillé dans la station d'accueil 80kg lorsque le lavabo est en position libre		
Réglage de la hauteur	15 cm		
Température ambiante	Transport et stockage -10 °C à +50 °C Fonctionnement +5 °C à +40 °C		
Humidité relative	20 % à 80 % - sans condensation		
Matériaux en contact avec le patient	Lavabo Unité Tête de robinet	Marbre moulé Aluminium moulé au sable Tube en acier inoxydable Divers composants en plastique ABS	

3.2 Description du produit

Ropox QuickWash est un petit système réglable en hauteur pour un lavabo. Il peut être réglé en hauteur sur 14 cm, tout en projetant le lavabo attendant à 20 cm du mur pour plus d'espace pour les jambes.

3.3 Utilisation prévue

Le Swing Washbasin est un lavabo qui peut être pivoté vers l'utilisateur, ce qui lui permet de se laver les mains avant de quitter les toilettes. Cela augmente l'hygiène, rend l'utilisateur plus autonome et donne à l'assistant de meilleures conditions de travail. Le lavabo Swing est disponible avec un réglage manuel de la hauteur. Selon le modèle, la plage de réglage de la hauteur est de 15 cm pour les modèles sans socle et de 20 cm pour les modèles avec socle. Cela signifie que l'utilisateur et le soignant peuvent régler le niveau de l'évier à la hauteur qui convient à l'utilisateur.. Le réglage en hauteur permet également d'utiliser l'évier aussi bien en position debout qu'assise. Il peut être abaissé pour les utilisateurs assis, par exemple les utilisateurs de fauteuils roulants ou les personnes âgées qui préfèrent s'asseoir pour se laver les mains ou se brosser les dents, et il peut être relevé pour les utilisateurs debout ou les soignants.

3.4 Opérateur prévu

L'opérateur prévu peut comprendre tous ceux qui ont lu et compris ce manuel exemptent les enfants.

3.5 Performances essentielles

L'appareil n'a aucune fonction liée à la sécurité de base ou aux performances essentielles. En cas de perte ou de dégradation des performances, l'utilisateur peut toujours se laver les mains ou choisir de ne pas le faire.

3.6 Fonctions non cliniques



Le réglage en hauteur offre une meilleure ergonomie à l'utilisateur.

3.7 Fonctions cliniques

Ce produit n'offre pas de bénéfice clinique pour les patients, lorsqu'il est utilisé comme prévu par le fabricant.

3.8 Dimensions du produit

40-40071 Gauche










N. B. : Toutes les dimensions sont exprimées en mm





3.9 Adaptateurs de connexion

Les composants mis en évidence peuvent être achetés séparément en fonction du type d'installation du bâtiment.







Approvisionnement en eau

Lavabo Swing	Tuyau de la vasque	Adaptateurs	Installation dans la pièce (non incluse)
	 3/8"	Aucun adaptateur n'est nécessaire	 Filetage 3/8"
		 3/8" -> 1/2" Référence 97001647	 Filetage 1/2"
		 3/8" -> 15mm Numéro d'article 97001646	 Tube de 15 mm





Rallonges de tuyau d'eau

Tuyau de la vasque	Pièce d'accouplement	Tuyau supplémentaire
 3/8"	 3/8" -> 1/2" Référence 97001012	 12,7 mm x 12,7 mm, 0,5m, acier Référence 97001123
		 12,7 mm x 12,7 mm, plastique Référence 97001120

Drainage



Lavabo Swing	Tuyau d'évacuation de la vasque	Adaptateurs	Installation dans la pièce (non incluse)
	 Ø32	Aucun adaptateur n'est nécessaire	Ø32
		 Ø32 -> Ø40 Référence 97001660	 Ø40
		 Ø32 -> Ø50 Référence 97001661	 Ø50

Rallonges de tuyaux d'évacuation

Tuyau d'évacuation de la vasque	Pièce d'accouplement	Tuyau d'évacuation supplémentaire
 Ø32	 Ø32-Ø32 Référence 97001062	 Ø32 Tuyau flexible, 27-62cm Numéro d'article 97001162
		 Ø32 Tuyau flexible, 40-110cm Numéro d'article 97001161

3.10 Propositions de disposition

Pour des propositions de disposition complètes et de l'inspiration, contactez Ropox pour plus d'informations.



4. Mode d'emploi

4.1 Fonctionnement du produit



Le lavabo Ropox Swing a une fonction de rotation, ce qui signifie qu'il **n'est PAS** autorisé à être utilisé comme support pour marcher ou se tenir debout.



Si le lavabo est verrouillé dans la station d'accueil, il fonctionne comme un lavabo standard et peut être utilisé en toute sécurité comme support de position debout.

Charges maximales

Verrouillé dans la station d'accueil (vendue séparément)

Une personne de 245kg peut s'appuyer sur la vasque en position debout, sans provoquer de déformation significative ni de risque pour la sécurité.

Lavabo à poser

Une personne de 80 kg peut s'appuyer sur la vasque en position debout sans provoquer de déformation importante ni de risque pour la sécurité.



Attention !

Veillez à ce que le lavabo soit correctement verrouillé dans la station d'accueil lorsqu'il est utilisé comme support.



Mise en garde !

Ne vous asseyez pas et ne déplacez pas entièrement le poids de votre corps sur l'évier ou sur le bras pivotant.

4.2 Réglage de la hauteur

Pour régler la hauteur, tourner la poignée.



Attention !

Le produit doit toujours pouvoir parcourir la totalité de la plage d'actionnement sans entrer en collision avec des objets. Dans le cas contraire, la stabilité du produit sera compromise.

4.3 Verrouiller le lavabo dans la station d'accueil

La station d'accueil est conçue pour faciliter le verrouillage du lavabo pendant l'utilisation quotidienne.

Le lavabo est guidé dans l'encoche et se bloque automatiquement dans la bonne position. Pour libérer le lavabo, tirez sur l'une des deux poignées. Le lavabo est ainsi libéré du mécanisme de verrouillage et peut ensuite pivoter librement.



Attention !

Veillez à ce qu'aucun objet ne soit placé entre le lavabo et la station d'accueil lors du remplacement.

4.4 Verrouillage permanent

Le lavabo peut être verrouillé en permanence et fonctionner ainsi comme un lavabo standard. Pour ce faire, il suffit d'insérer les deux vis M5 fournies, comme indiqué ci-dessous. Veuillez noter que le lavabo doit être verrouillé dans la station d'accueil lorsque les vis sont serrées et que les deux vis doivent être utilisées.



4.5 Désactivation du verrouillage

Il est également possible d'utiliser les vis pour désactiver le système de verrouillage si on le souhaite. Pour ce faire, il suffit d'insérer et de serrer l'une des vis tout en tirant la poignée vers l'extérieur. Il suffit de le faire d'un seul côté pour que cela fonctionne.



4.6 Installation du produit

Les vis et les chevilles incluses sont destinées à être montées sur un mur en béton. L'installateur doit toujours examiner le matériau, l'état et la résistance du mur et utiliser des vis et des chevilles appropriées. La charge maximale des vis supérieures est de 120 kg.


















Attention !

L'installateur doit toujours tenir compte du matériau, de l'état et de la résistance du mur et utiliser des vis et des chevilles adaptées au type de mur spécifique.



4.6.1 Composants




Lors de l'achat et pour l'assemblage de ce produit, les composants suivants sont inclus.

Unité de levage	1 pce.	
Plaque de recouvrement intérieure	1 pce.	
Plaque de recouvrement extérieure	1 pce.	
Support pour la plaque de recouvrement intérieure	2 pce.	
Lavabo	1 pce.	
Station d'accueil	1 pce.	
Support pour la station d'accueil	2 pce.	
Boulon en U avec écrou	2 pce.	
Poignée	1 pce.	
Vis à tête fraisée M6x16	8 pce.	
Vis M4x6	2 pce.	
Vis à métaux M4x16	1 pce.	
Vis M5x6	2 pce.	
Vis de cadre 7,5x72mm	10 pce.	
Chevilles 10x61mm	10 pce.	



4.7 Montage



Pour la hauteur recommandée du lavabo entre 750 et 950 mm au-dessus du sol, voir les dimensions ci-dessous.










Monter le raccord pour la fixation du couvercle intérieur comme illustré.
Si le lavabo est placé dans le côté opposé, les raccords et les dimensions doivent être échangés.










Mettre le lavabo en position haute. Monter 2 vis M5x6 sous le couvercle de chaque côté. Ceci afin d'éviter que le lavabo ne soit arraché.
REMARQUE ! Il est important que les paliers à glissement soient montés par le dessous.



Raccorder le tuyau d'évacuation et les tuyaux de raccordement.








Un petit morceau de velcro est fixé au dos du couvercle intérieur. Après le montage des vis, placer le lavabo en position basse. Retirer le papier de protection du velcro, tenir l'intérieur du couvercle vers le haut et le positionner près du couvercle extérieur, puis le pousser contre le mur jusqu'à ce que le velcro adhère au mur.



Tourner le lavabo contre le couvercle. Placer si possible un niveau à bulle sur le lavabo. Pour que la fixation de la station se fasse à la bonne hauteur, desserrer légèrement les raccords et les ajuster de manière à laisser un espace d'environ 1,5 m de large. 33 mm entre les raccords et le niveau à bulle. Ensuite, fixez soigneusement les raccords à l'aide d'une clé à molette.





Vérifier que le lavabo peut être basculé librement dans la station et qu'il se verrouille comme il se doit. Si le lavabo n'est pas positionné de manière satisfaisante, il faut desserrer les raccords de la station et les relever ou les abaisser légèrement.



Remarque !

Si le lavabo est livré avec un mitigeur sans contact, il peut être nécessaire de le calibrer en fonction de la luminosité de la pièce et des besoins individuels de l'utilisateur. Le calibrage doit être effectué conformément au manuel d'utilisation de la languette du mélangeur qui est fournie avec le lavabo.

4.8 Interfaces d'installation

Construction

Le mur doit être constitué d'un matériau adapté au montage par vis et homologué pour les locaux humides. La zone hachurée est la zone minimale pour le renforcement du mur.

Un renforcement du sol au plafond est conseillé.

Selon la norme DS/ISO 17966:2016, le poids maximal de l'utilisateur a été fixé à 245 kg lorsque le lavabo est dans la station et à 80 kg lorsque le lavabo est hors de la station.

Charge de traction maximale des vis supérieures

120kg/vis

Le lavabo est fourni avec un jeu de 10 vis et chevilles adaptées au montage sur un mur en béton.

L'installateur doit toujours tenir compte du matériau, de l'état et de la résistance du mur et utiliser des vis et des chevilles adaptées au type de mur spécifique.

Plomberie

Le tuyau d'évacuation est un tuyau flexible de Ø32.

L'alimentation en eau se termine par 2 (deux) vannes d'arrêt à 90° avec un filetage extérieur de 12,7 mm ou 9,52 mm orienté vers le bas (non inclus).


Les tuyaux flexibles de raccordement à l'eau du lavabo se terminent par des 3/8". Les raccords d'adaptation entre ces tuyaux et les vannes d'arrêt sont disponibles auprès de Ropox et en tant qu'éléments de plomberie standard.

Si l'emplacement de l'évacuation est plus élevé que celui recommandé, il peut y avoir un risque de réduction de l'évacuation du lavabo.

Pour l'achat d'adaptateurs pour le raccordement à diverses installations standard, voir "Adaptateurs de raccordement - Lavabo pivotant".

REMARQUE :


Toutes les dimensions sont basées sur un ajustement du lavabo de 750 à 950 mm au-dessus du sol. Si une modification de cette plage de réglage en hauteur est nécessaire, les dimensions recommandées doivent être modifiées en conséquence.



5. Sécurité d'utilisation

- Le lavabo et la station d'accueil Ropox Swing ne doivent être utilisés que par des personnes qui ont lu et compris ces instructions.
- Utilisez toujours le lavabo de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque de dommages aux personnes ou aux biens. La personne qui utilise le lavabo pivotant Ropox est responsable d'éviter tout dommage ou blessure.
- Les enfants ou les personnes ayant une capacité d'observation réduite ne doivent utiliser le lavabo que sous surveillance.
- Si le lavabo est utilisé dans des lieux accessibles au public où des enfants ou des personnes ayant une capacité d'observation réduite peuvent s'approcher du lavabo Swing Ropox, la personne qui utilise le lavabo doit faire preuve d'une attention suffisante pour éviter les situations dangereuses.
- Ne pas faire fonctionner le lavabo en cas de défauts ou de dommages.
- Ne pas surcharger le lavabo.
- Les modifications susceptibles d'influencer le fonctionnement ou la construction du lavabo ne sont pas autorisées.
- L'installation, l'entretien et les réparations doivent être effectués par un personnel compétent.
- Si le lavabo n'a pas été monté conformément à ces instructions de montage, le droit de réclamation peut être annulé.
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine Ropox comme pièces de rechange. Si d'autres pièces de rechange sont utilisées, le droit de réclamation peut être annulé.
- Notez qu'il n'y a pas de trop-plein dans le lavabo. N'utilisez que le bouchon de trop-plein Ropox pour remplir le lavabo. Les débordements d'eau peuvent rendre le sol glissant et doivent être évités afin de minimiser le risque de glissade ou de chute.
- Pour éviter tout risque de pincement, veillez à ne pas placer votre main entre le lavabo et la station d'accueil lorsqu'ils sont verrouillés en position.
- Veillez à vérifier que le lavabo est correctement verrouillé dans la station avant d'appliquer toute charge.
- Le lavabo ne peut être utilisé qu'à des fins d'hygiène personnelle.
- Ne vous appuyez pas sur les accessoires fixés au lavabo.
- Pour éviter tout risque de coincement, ne placez pas votre tête ou des parties de votre corps entre le tuyau de raccordement à l'eau et le bras pivotant.
- Le lavabo peut être glissant s'il est recouvert d'eau et de savon.

6. Nettoyage et entretien

	<p>Remarque !</p> <p>Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des abrasifs, par exemple de la poudre à récurer, de la paille de fer ou une éponge à récurer.</p> <p>Ce produit n'est pas conçu pour être stérilisé, l'autoclavage et la stérilisation au-delà du nettoyage normal peuvent potentiellement modifier la sécurité et la fonction du produit.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.1 Nettoyage du lavabo et de la station d'accueil

Il est important que le lavabo soit nettoyé conformément à ces directives.

Nettoyez le lavabo à l'aide d'un chiffon essoré avec de l'eau tiède et un détergent doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de chiffons, de brosses ou d'éponges abrasives.

Le lavabo Ropox Swing est constitué d'un matériau composite de marbre et de granulés de plastique avec une surface en gel coat. Cela donne une finition dure et très résistante, facile à nettoyer. Laver quotidiennement les surfaces à l'eau et les sécher avec un chiffon. Ne pas utiliser de détergents contenant des abrasifs durs, tels que la paille de fer, la poudre à récurer ou l'acide sulfurique.


Si l'eau a une teneur élevée en calcium, des dépôts calcaires se produiront fréquemment. Ces dépôts doivent être éliminés au moins une fois par semaine à l'aide d'un détergent contenant de l'acide citrique, de l'acide acétique ou de l'acide phosphorique. Laisser agir le détergent pendant 5 à 10 minutes en fonction de l'épaisseur des dépôts et nettoyer soigneusement à l'aide d'une éponge à récurer douce.

La désinfection de la vasque peut se faire avec de l'alcool ménager.

6.2 Réparation d'un lavabo

Les dommages mineurs ou les décolorations limitées des surfaces du lavabo lui-même peuvent être facilement réparés à l'aide d'un kit de réparation spécial. Veuillez contacter Ropox pour plus d'informations.

6.3 Maintenance

	<p>Remarque !</p> <p>Le non-respect de l'entretien périodique peut entraîner une dégradation de la fonction et de la sécurité du produit.</p> <p>Les inspections, l'entretien et les réparations doivent être effectués par un personnel compétent.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le lavabo ne nécessite aucun entretien et les pièces mobiles sont lubrifiées à vie. Pour des raisons de sécurité et de fiabilité, nous recommandons d'inspecter le lavabo une fois par an :

Vérifiez que tous les boulons sont bien serrés.

Vérifier que le lavabo tourne librement et que le bras pivote correctement.

Après chaque inspection, remplissez le calendrier d'entretien.

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine Ropox pour le remplacement des pièces. Si d'autres pièces de rechange sont utilisées, le droit de réclamation peut être annulé.

6.4 Calendrier de service

Entretien de série.	Numéro
Date : _____	
Signature : _____	
Commentaires : _____	

Entretien de série.	Numéro
Date : _____	
Signature : _____	
Commentaires : _____	

Entretien de série.	Numéro
Date : _____	
Signature : _____	
Commentaires : _____	

Entretien de série.	Numéro
Date : _____	
Signature : _____	
Commentaires : _____	

Entretien de série.	Numéro
Date : _____	
Signature : _____	
Commentaires : _____	

Entretien de série.	Numéro
Date : _____	
Signature : _____	
Commentaires : _____	

7. Liste des composants



Remarque !

Ropox fournira une liste de pièces pour l'entretien et les réparations extraordinaires au-delà de ce qui est décrit dans ce manuel. Les réparations autres que celles décrites dans le présent manuel ne peuvent être effectuées que par le personnel de service désigné par Ropox.

8. Protection de l'environnement

Le produit n'est pas destiné à être éliminé comme un déchet municipal. Le démontage, le tri et l'élimination des composants doivent être effectués par des professionnels de l'élimination des déchets.



Pièce	Recommandation d'élimination
Lavabo	Céramique
Unité principale	Acier
Robinet	Acier
Tête de robinet	Aluminium

9. Réclamations

Voir nos conditions générales de vente et de livraison sur www.cree.fr

Ligne d'assistance technique :

0 899 493 251

**Service 0,60 €/min
+ prix appel**



Développer l'espace de liberté



ROPOX A/S
Ringstedgade 221 DK - 4700
Næstved Tél : +45 55 75 05
00

Courriel : info@ropox.dk

www.ropox.com