



Développer l'espace de liberté



Ropox Siège de douche pliant

Manuel de l'utilisateur




Guide d'installation

Ce manuel doit toujours accompagner le produit


Table des matières

1. Symboles utilisés dans ce manuel	3
2. Sécurité générale	3
2.1 Étiquette de l'unité de produit	5
3. Règles générales	6
3.1 Informations sur le produit	6
3.2 Description du produit	6
3.3 Utilisation prévue	6
3.4 Opérateur prévu	6
3.5 Options	7
3.6 Dimensions	8
4. Instructions de montage	9
4.1 Interfaces d'installation	9
4.2 Instructions de montage pour le siège de douche sans pied	10
4.3 Instructions de montage pour le siège de douche avec pied	13
5. Instructions pour l'utilisateur	17
5.1 Pliage après utilisation	17
5.2 Sécurité d'utilisation	17
6. Entretien	17
6.1 Nettoyage	17
6.2 Dépannage	19
7. Protection de l'environnement	19
8. Pièces détachées	20
9. Réclamations	21

1. Symboles utilisés dans ce manuel

Symbole de mise en garde Indication d'une situation potentiellement dangereuse. Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.	
Symbole d'avertissement Indication d'une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères ou mineures. Il peut également être utilisé pour alerter sur des pratiques dangereuses.	
Symbole de notification Ce symbole est utilisé pour signaler l'utilisation et la manipulation correctes du produit.	

2. Sécurité générale

	<p>Ce manuel doit être lu et compris avant d'être utilisé. Conservez toujours ce manuel à proximité du produit.</p> <p>L'utilisation, l'installation et l'entretien de ce produit doivent être conformes à ce manuel afin d'éviter les accidents et les blessures graves.</p> <p>N'utilisez ou ne manipulez jamais ce produit d'une autre manière que celle spécifiée dans ce manuel, sous peine d'entraîner des risques pour la sécurité des personnes et/ou endommager le produit.</p> <p>Les personnes qui installent et/ou utilisent ce produit en tant qu'opérateur ou utilisateur doivent disposer des informations de sécurité nécessaires et avoir accès à ce manuel.</p>
--	---



N'effectuez pas de réparations, d'opérations de démontage ou d'assemblage, d'ajouts, de réajustements ou de modifications du produit au-delà de ce qui est décrit dans ce manuel. Ces opérations doivent être effectuées par Ropox ou par le personnel autorisé par Ropox. Ne pas effectuer de travaux d'entretien en cours d'utilisation.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

N'utilisez pas le produit s'il présente des défauts ou s'il a été endommagé avant d'être réparé ou remplacé.













Les informations contenues dans ce manuel sont basées sur une installation correcte, conformément aux instructions d'installation de ce produit.

Ropox ne peut être tenu responsable si le produit est utilisé d'une manière différente de celle indiquée dans ce manuel et/ou dans les instructions d'installation.

Ropox se réserve le droit de modifier ce manuel et les documents de référence sans préavis.

2.1 Étiquette de l'unité de produit



	<p>Ce produit porte le marquage CE conformément à la législation européenne :</p> <p>Règlement européen sur les dispositifs médicaux (UE)2017/745</p> <p>Directive du Conseil 2011/65/EU, RoHS</p>
	<p>Nom et adresse du fabricant</p>
	<p>Date de production</p>
	<p>Numéro de stock</p>
	<p>Numéro de série</p>
	<p>Consultez le manuel pour obtenir des informations importantes sur la sécurité, des avertissements et des précautions de sécurité.</p>
	<p>Ne pas jeter avec les déchets municipaux non triés. Le produit doit être retourné à une station de recyclage désignée.</p>
	<p>Les températures de fonctionnement et de stockage ne doivent pas dépasser 5-40°C.</p>
	<p>Consulter le mode d'emploi</p>

3. Règles générales

3.1 Informations sur le produit

Fabricant	Ropox A/S Ringstedgade 221 DK-4700 Naestved +45 55 75 05 00 Info@ropox.com	Responsable Royaume-Uni	Qserve Group UK, Ltd 49 Greek Street, W1D 4EG Londres Royaume-Uni +44 740 885 936 3 info@qservegroup.com
Modèles de produits	Numéro de pièce	Modèle	Configuration
	40-43011 40-43016	Siège de douche Siège de douche	Avec pieds Sans pieds
Durée de vie prévue	5 ans		
Classe MDR 2017/745	Classe I		
Environnements visés	Ce produit ne doit être utilisé que dans : Environnement professionnel des soins de santé Environnement des soins à domicile		
Poids maximum de l'utilisateur selon EN12182:2012	40-43011 = 200 kg 40-43016 = 150 kg		
Plage de température ambiante	-10 °C à +50°C Transport et stockage +5 °C à +40 °C Fonctionnement		
Matériaux en contact avec le patient	Siège	Mousse PUR	
	Unité murale	Acier inoxydable : Revêtement par poudre	
	Tête de robinet	Plastique	

3.2 Description du produit

Le siège de douche est une solution pratique qui se fixe facilement au mur. Le siège souple est équipé d'accoudoirs rabattables qui donnent aux utilisateurs plus d'assurance et de sécurité dans la douche. Le siège est solide et constitue un support fiable pour les personnes qui préfèrent se doucher en position assise.

3.3 Utilisation prévue

Le siège de douche est une aide flexible et stable pour les utilisateurs qui doivent se doucher assis, et il peut être utilisé dans tous les types de salles de bains. Il est possible de plier le siège en position verticale, ce qui permet de l'utiliser même dans les salles de bains où l'espace est limité.


Le poids maximal de l'utilisateur est de 200 kg pour les modèles équipés d'un pied de support et de 150 kg pour les modèles sans pied.

3.4 Opérateur prévu

La lecture et la compréhension de ce manuel suffisent à former l'opérateur prévu. Les enfants ou les patients ne sont pas considérés comme des opérateurs prévus.

3.5 Options

40-43016 Siège de douche pliant Ropox




40-43011 Siège de douche pliant Ropox avec pied




3.6 Dimensions

40-43016 Siège de douche pliant Ropox



40-43011 Siège de douche pliant Ropox avec pied



NB ! Toutes les dimensions sont en cm

4. Instructions de montage

4.1 Interfaces d'installation

Siège, avec ou sans pieds

Construction


Le mur doit être constitué d'un matériau adapté au montage par vis et homologué pour les locaux humides.

Testé en charge selon la norme DS/ISO 17966, le poids maximum de l'utilisateur a été fixé à 150 kg pour le siège sans les pieds et à 200 kg pour le siège avec les pieds. La zone hachurée est la zone minimale pour le renforcement du mur.

Charge de traction maximale des vis supérieures

40-43011: 70kg/vis

40-43016: 225kg/vis



REMARQUE :

Toutes les dimensions sont basées sur une hauteur d'assise fixe de 450 mm au-dessus du sol. Si cette hauteur doit être modifiée, les dimensions recommandées doivent être modifiées en conséquence. Le siège et les pieds doivent être montés à une hauteur comprise entre 450 et 575 mm au-dessus du sol.

Le siège est fourni avec un jeu de 4 vis et chevilles adaptées au montage sur un mur en béton. L'installateur doit toujours tenir compte du matériau, de l'état et de la résistance du mur et utiliser des vis et des chevilles adaptées au type de mur spécifique.

4.2 Instructions de montage pour le siège de douche sans pied


Les pièces suivantes sont incluses :


Siège de douche	x1
Vis de montage	x4
Chevilles	x4

Les vis et les chevilles incluses sont destinées à être montées sur un mur en béton. L'installateur doit toujours examiner le matériau, l'état et la résistance du mur et utiliser des vis et des chevilles appropriées.

Le poids maximum de l'utilisateur est de 150kg.

La charge maximale dans les vis supérieures est de 225kg.







2



3



4



5

4.3 Instructions de montage pour le siège de douche avec pied


Les pièces suivantes sont incluses :

Siège de douche avec pied et vis de réglage	x1
Vis de montage	x4
Chevilles	x4


Les vis et les chevilles incluses sont destinées à être montées sur un mur en béton. L'installateur doit toujours examiner le matériau, l'état et la résistance du mur et utiliser des vis et des chevilles appropriées.

Le poids maximum de l'utilisateur du siège avec les pieds est de 200kg.


La charge maximale dans les vis supérieures est de 70kg





1




2




3





6



7

5. Instructions pour l'utilisateur


5.1 Pliage après utilisation

Le siège de douche pliant Ropox est doté d'un mécanisme à ressort intégré qui permet de le replier facilement contre le mur après utilisation.

Le siège est également conçu pour se maintenir en place tout en étant facile à replier.

5.2 Sécurité d'utilisation

Pour une utilisation optimale des fonctions du strapontin et pour éviter les accidents, il est important de respecter les recommandations de base suivantes

	<p>Mise en garde !</p> <ul style="list-style-type: none">• Veillez à ce que les pieds soient correctement réglés, de manière à ce qu'ils reposent tous deux sur le sol lorsque le siège est rabattu. Faites particulièrement attention si le sol est irrégulier ou s'il y a une grille ou un objet similaire près des pieds.• Évitez de heurter le pied lorsqu'il est en position basse (par exemple, avec le repose-pieds d'un fauteuil roulant). Si le pied est détruit, la charge maximale sera considérablement réduite.• Assurez-vous que le mur auquel le siège est fixé peut supporter la version sans pied. Si ce n'est pas le cas, choisissez la version avec un pied ou renforcez le mur.• Sachez que le siège peut devenir glissant lorsqu'il est mouillé et que l'on utilise du savon.• Dans la mesure du possible, évitez de vous asseoir sur le couvercle en plastique du support mural.• Veillez à ce qu'il n'y ait rien sous le siège lorsqu'il est déplié, car cela pourrait endommager le pied.• Veillez à ce que toutes les vis d'installation dans le mur soient correctement fixées et ne soient pas placées dans un joint. Cela affaiblit la capacité de charge du siège.• La main courante devient glissante lorsqu'elle est mouillée.• Veillez à ce que le pied de l'aidant ne trébuche pas sur le pied d'appui.
---	---

6. Entretien

Le siège de douche pliant Ropox ne nécessite aucun entretien. Pour des raisons de sécurité, il est toutefois recommandé d'inspecter régulièrement toutes les vis d'installation et les pièces mobiles afin de s'assurer que la fixation murale est en ordre et sûre.

6.1 Nettoyage

Ne pas utiliser de nettoyeur à haute pression pour nettoyer ce produit.

Les dépôts de calcaire sont éliminés à l'aide d'un produit d'entretien ménager pour les salles de bains.

Nettoyez toujours le receveur de douche après utilisation afin d'éviter que la saleté n'adhère aux surfaces.

Important

N'utilisez pas de poudres abrasives ou d'autres produits abrasifs, car ils rayeraient les surfaces. Ne pas utiliser de produits de nettoyage pointus ou tranchants.

Résistance chimique

Les produits de nettoyage contenant les substances chimiques suivantes ne doivent pas être utilisés pour le nettoyage.

Acetone
Carbonate d'ammonium
Acétate d'éthyle
Acide formique
Acide chlorhydrique
Isopropanol
Acétate de méthyle
Acide nitrique
Acide phosphorique

Évitez le contact avec l'iode, qui peut décolorer le siège.

Sièges Résistance chimique

Chemical Resistance of PUR <Polyurethane>

Substance	Concentration (%)	Classification of requirement	Substance	Concentration (%)	Classification of requirement
Aceton		0	Magnesium chloride	30	a
Alums		0	Methanol	<5	0
Aluminium chloride	10	a	Mythyl acetate		0
Formic acid	30	0	Mythyl chloride		0
Ammonia	10	●	Methylethylketon		0
Ammonium carbonate		0	Mythylglycol		0
Ammonium chloride		a	Mythylglycolacetate		0
Aniline		0	Lactic acid	10	0
ASTM-Oil 1		●	Mineral oil		0*
ASTM-Oil II		●	Motor oil		0
ASTM-Oil III		●	Sodium chloride	10	a
ASTM-Fuel No. 1		●	Sodium perchlorate solut.		●
ASTM-Fuel No. II		0	Soda lye	10	●
ASTM-Fuel No. III		0	Olive oil		●
Benzene		0	Ozone		●
Brake fluid ATE		0	Paraffin oil		●
Butanol		0	Perchloro ethylene		0
Butyl acetate		0	Petroleum ether		a
Calcium chloride	40	a	Petroleum		a
Chlorobenzene		0	Vegetable oils		●
Chloroform		0	Vegetable fats		●
Chloroprene		0	Phosphoric acid	50	0
Chromic acid		0	Nitric acid	30	0
Cyclohexan		0	Hydrochlorid acid, concen.		0
Cyclohexanon		0	Cutting oil		0*
Diethylether		0	Carbon disulfide		0
Diethylprestone		●	Sulfuric acid	30	●
Diesel oil		a	Sea water		●
Dimethylformamide		0	Silver salts	20	●
Ferric-III-chloride	10	a	Tetrachloroethylene		0
Acetic acid 20-80	10	0	Carbon tetrachloride	100	0
Ethanol	100	0	Tetrahydrofuran		0
Ethyl ether		0	Toluene		0
Ethylacetate		0	Trichlorethylene		0
Ethylenechloride		a	Tataric acid	<10	●
Freon 12		0	Xylon		0
Freon 22		0			
Hydraulic oil SAE 90		0*	resistant		●
Glycer		●	vastly resistant		●
Glyc		●	conditionally resistant	0	0
Isopropanol		0	not resistant	0	0
Potash lye	10	●	*for individual case, please verify		
Bichromate of potash		●			
Potassium nitrate		0			
Potassium permanganate		0			
Kerosene		●			

The information mentioned in this summary is given to the best of our own knowledge and based upon our long standing experience. But we would like to direct your attention to the fact that the information is given without obligation. A final judgement can only be made in practice.

6.2 Dépannage

Problèmes	Solutions possibles
Le siège ne peut pas rester en position verticale	Le ressort interne peut être défectueux ; dans ce cas, contactez Ropox pour obtenir une nouvelle pièce.
Le siège est anormalement lourd à soulever	Détachez le couvercle en plastique du support mural. <ul style="list-style-type: none"> • Si les ressorts se sont détachés, les remettre en place lorsque le siège est en position verticale. • Si l'un ou les deux ressorts sont défectueux, contactez Ropox pour obtenir de nouvelles pièces.
Le siège ne peut pas être complètement rabattu et ne repose pas en position horizontale.	NOTE : valable uniquement pour la version avec un pied : <ul style="list-style-type: none"> • Régler les pieds à la bonne hauteur • Il se peut également que le siège ait été installé trop bas (voir les instructions d'installation pour connaître la position minimale pour une installation murale).

7. Protection de l'environnement

Le produit n'est pas destiné à être éliminé comme un déchet municipal. Le démontage, le tri et l'élimination des composants doivent être effectués par des professionnels de l'élimination des déchets.



Pièce	Recommandation d'élimination
Siège	Plastique
Unité	Déchets d'acier
Tête de robinet	Plastique dur

8. Pièces détachées

En cas de besoin, le tableau suivant décrit les pièces de rechange disponibles pour le siège de douche Ropox.

40*40018-013	Vis de réglage	
40*43010-233	Couvercle en plastique <i>Pour 40-43016</i>	
40*43010-289	Couvercle en plastique <i>Pour 40-43011</i>	
40-43017-2	Siège PUR	
40*43010-176	Ressort à lames	
40*43010-216	Ressort du clapet de décharge	

9. Réclamations

Veillez consulter les conditions générales de vente et de livraison sur le site : www.cree.fr

Ligne d'assistance technique :

0 899 493 251

**Service 0,60 €/min
+ prix appel**



Développer l'espace de liberté

CE

ROPOX A/S

Ringstedgade 221

DK-4700 Naestved

Tél : +45 55 75 05 00

Courriel : info@ropox.dk

www.ropox.com